



DxCare one

Le dossier patient désormais accessible à tous les établissements de santé publics et privés

DxCare One[®], la solution intégrée pour moins de 300 lits :

- Une offre packagée comprenant :
 - Logiciels et maintenance DxCare One[®]
 - Paramétrage (structure, questionnaires, CR)
 - Prestations de mise en œuvre
 - Infrastructure de production
- L'engagement d'une solution clinique opérationnelle dans un délai optimisé et intégrée dans le SIH existant
- Des réalisations d'informatisation du dossier patient dans plus de 50 établissements



Dans une période où plus que jamais, les acteurs hospitaliers ou libéraux, administratifs ou soignants, ont besoin de s'engager dans une démarche construite et coordonnée, pour répondre aux attentes et aux droits des patients, MEDASYS propose la solution clinique **DxCare One[®]**, gage d'un Système d'Information Médical de qualité, intégré et personnalisé.

Conçu en collaboration avec de nombreux Centres Hospitaliers, **DxCare One[®]** permet à tous les professionnels de la santé :

- Mieux Soigner avec une meilleure coordination des soins, une prise en charge rapide du patient, et une sécurité sanitaire renforcée
- Mieux Gérer en accroissant la productivité
- Mieux Décider en maîtrisant les coûts

DxCare One[®]- Module de base

- Gestion des structures, des identités et de la sécurité et de la synthèse

DxCare One[®]- Modules Suite

- Mouvements, Séjours (Mode Esclave)
- Dossier Médical (Questionnaires)
- Dossier Infirmier (Transmissions, Observations)
- Bureautique Médicale & Dictée Numérique
- Diffusion des Résultats
- Prescriptions des Médicaments et des Plateaux Techniques
- Plans de soins et Suivi des Soins
- Pharmacie
- Planification des Rendez-vous
- PMSI, CCAM
- Tableaux de bord

Prestations

- Installation
- Formations DxCare
- Personnalisation du noyau
- Assistance à la mise en œuvre dans les unités de soins
- Gestion de projet & Reporting

Paramétrages standards

- Questionnaires créés et couvrant les thèmes suivants : *allergie, antécédent, fiche de transfert, spécialités (kinésithérapie, diététicien...)*...
- Comptes-Rendus bureautique : *de transfert, d'hospitalisation, opératoire, ordonnance, courrier générique, résumé de soins infirmier...*

Interfaces SIH

- Interface mode esclave GAM>DxCare One : format HL7
- Intégration référentiels autour du médicament (CIO, Vidal)
- Interface manuelle (export fichier de consommation Module Pharmacie > GEF)
- Interface entrante laboratoire en HPRIM
- Interface sortante CCAM format GMSIH

Maintenance Corrective & Evolutive

- 1^{er} niveau & 2nd niveau

Options

Interfaces Plateaux Techniques

- Gestion des PSL
- Laboratoire : *intég. Résultats format HPRIM ou HL7, envoi des presc. au format HL7 v2.5*
- Radiologie : *interface DxCare / DxImage RIS/PACS*
- Pharmacie : *interface avec la GEF, INVS, EFS*

Prestations optionnelles

- Réalisation des demi-interfaces résultats plateaux techniques
- Assistance à la mise en œuvre du paramétrage
- Etude faisabilité Reprise de données, puis reprise des données
- Module des urgences avec le CPU

DxCare One® - Noyau de base

Le noyau comporte toutes les fonctionnalités permettant à DxCare One® de fonctionner de manière minimale. Il s'articule autour des éléments suivants :

- Serveur d'Identité : il permet la saisie des identités des séjours (tous types de séjours : MCO, SSR, Consultations, séances...) et des mouvements ; avec comme objectif d'organiser et de supporter le travail des professionnels de santé qui gravitent autour des patients, ainsi que de consulter au fil de l'eau un dossier exhaustif du patient dans ses multiples composantes.
- Sécurité & traçabilité
- Dictionnaire de Concept
- Archivage d'Images
- Rendez-vous

Les Modules DxCare One®


Module Mouvements, Séjours

Le module Mouvements, Séjours regroupe l'ensemble des fonctionnalités relatives à la gestion de la localisation du patient. Ce module permet la gestion des séjours et des mouvements pour tous types de séjours : MCO, SSR, Consultations, Séances.

Centre de Pilotage des Urgences

Fonctions spécifiques aux urgences : gestion d'arrivées aux urgences, prise en charge par L'IAO, temps d'attentes, spécificités relatives à la sortie des patients des urgences

Une représentation synthétique de l'activité du service permet aux professionnels de santé de disposer de l'ensemble des informations majeures relatives aux patients et ainsi de suivre « la ligne de vie » de chacun.



Module Dossier Patient :

Permet la mise en place d'un dossier Médical, Infirmier et Paramédical commun et de service. Ces trois modules regroupent les fonctions permettant à chacune de ces catégories de personnel de réaliser des questionnaires permettant de documenter leurs observations autour d'un patient.

- Paramétrages réalisés et fournis par Medasys : Questionnaires thématiques : allergie, antécédent, compte-rendu opératoire, compte-rendu d'observation, compte-rendu de consultation, fiche d'accueil et d'évaluation, fiche de transfert, RPU, ... Spécialités : Kinésithérapie, Diététicien, Gynécologie...

Prescription connectée :

MEDASYS a investi significativement dans un outil de prescription unique couvrant la totalité des besoins des médecins et des soignants. Ce module assure les fonctions de Gestion de la Prescription pour :

- Médicaments
- Per-os
- Injectables, seringues électriques, perfusion
- Patch et oxygénothérapie
- Examens radiologiques et biologiques
- Explorations fonctionnelles
- Soins (rôle propre de l'infirmière)

Les prescriptions unitaires peuvent être combinées entre elles, formant alors des protocoles, pouvant associer à la fois des prescriptions de différentes natures (Médicament, Biologie, soins, ...). Ce module fournit aussi les fonctions propres à la gestion du médicament telles que : la dynamique des livrets service, la validation des prescriptions, l'analyse clinique contextuelle. Cette approche procure les avantages suivants :

- La mise en place d'une prescription par protocole
- La prise en compte des données du dossier médical lors de la prescription telles que les antécédents et les allergies
- Une simplicité de construction et d'exploitation

Pharmacie :

DxCare One® dispose d'un module de gestion du circuit « matière ». Il assure les fonctions de :

- Gestion des dotations
- Gestion des armoires
- Gestion de la dispensation nominative ou reglobalisée
- Gestion de la traçabilité
- Gestion des rétrocessions
- La gestion des médicaments hors GHS

Dossier Infirmier :

Module complémentaire au module Dossier Patient. Il prend en compte les spécificités des personnels infirmiers. Il permet la gestion des transmissions infirmières en mode standard ou ciblé. Ce module comprend des fonctions de saisie des coefficients SIIPS ainsi que la gestion des relevés SIIPS.

- Paramétrages réalisés et fournis par Medasys : *Création du Dossier Infirmier : un questionnaire d'observation infirmier, les transmissions relatives aux besoins fondamentaux de Virginia Andersen*

Suivi des soins :

Le suivi des signes vitaux et plus généralement la revue de toutes les informations du patient par l'intermédiaire de la pancarte

La planification des soins permet de présenter graphiquement : le planning des administrations des médicaments, les autres actes à réaliser, et gérer leurs validations, la préparation des injectables, la validation de l'administration des médicaments

Deux présentations sont possibles.

- La première est utilisée au niveau du PC infirmier et représente sous un mode graphique tabulaire le planning de l'unité de soins.
- La deuxième est une présentation en mode liste de travail. Elle permet une approche cernée d'un sous ensemble de tâches comme par exemple celles à réaliser lors de la réalisation des prélèvements biologiques.

Enfin des fonctions d'ultra mobilité sur la base de PDA avec utilisation du code barre à des fins d'identification positive du patient sont disponibles. Elles permettent au personnel infirmier de suivre la réalisation et la validation de leur liste de travail en temps réel par l'intermédiaire d'un outil dont le poids et le volume sont compatibles avec le mode de travail nomade de ces personnels.

Diffusion des résultats :

Assure les fonctions suivantes : consultation et l'intégration au dossier patient des résultats de Biologie, des comptes rendus de Radiologie, ainsi que la consultation des examens complémentaires.

Bureautique :

Ce module assure les fonctions de gestion suivantes :

- L'intégration du traitement de texte Word avec DxCare One®. Des icônes propres à DxCare One® ont été introduites dans MS Word afin de permettre une interaction entre l'application et MS Word directement.
- Les courriers automatiques et le publipostage
- Paramétrages réalisés et fournis par Medasys : *30 comptes-rendus Bureautique : formats Cerfa/Entête personnalisée au logo de l'établissement, compte-rendu de transfert, Résumé de soins infirmier, compte-rendu opératoire, compte-rendu d'hospitalisation, compte-rendu de consultation, courrier générique, ordonnance*

La gestion du « Workflow » entre les différents acteurs (Médecins seniors, juniors et secrétaires) prend en charge la circulation des documents et permet à chacun de connaître à tout moment les actions à réaliser sur les comptes rendus.

Pré-PMSI/CCAM :

Permet la saisie du PMSI MCO et SSR dans les services. Il prend en compte le workflow entre le DIM et les services et offre un groupage en ligne et la gestion de la CCAM. Il a été construit de façon à animer le workflow autour de la CCAM avec pour objectif de minimiser à la fois : la perte d'activité par oubli de codage, le temps passé par les médecins à rechercher et coder leurs interventions.

Le module CCAM assure les fonctions suivantes :

- Choix du séjour et affichage des actes déjà existant.
- Saisie des actes et des données complémentaires tels que les éléments coûteux par l'association à chaque acte d'un questionnaire. Les données saisies par l'intermédiaire de ce questionnaire sont contrôlées dans leur cohérence par l'intermédiaire du dictionnaire de concept. C'est dans ce composant logiciel que seront gérés la modification et la traçabilité du statut (Initié, validé,..) d'un acte.



La majorité des hôpitaux français qui ont entrepris de se doter d'un Système d'Information Médical a choisi DxCare[®] de Medasys.

- Une offre éprouvée de solutions modernes qui gère au quotidien plus de 10 millions de dossiers cliniques patients dans près de 50 hôpitaux.
- Des logiciels conçus dès l'origine pour répondre aux spécificités du marché français, maintenus et mis à jour localement suivant les évolutions de la réglementation.
- Des concepts fonctionnels dès aujourd'hui : circuit du médicament, prescription connectée, T2A,...
- Une gamme complète, cohérente, intégrée et modulaire permettant un déploiement progressif.
- Un système de gestion de production de soins basé sur l'interopérabilité - IHE, HL7, Dicom,... - et sur la maîtrise des plateaux techniques : radiologie, biologie, pharmacie.
- Des références prestigieuses comprenant tant des CHU's que des établissements de santé de toutes tailles, publics ou privés, en France et à l'étranger.

DxCare one

la référence DxCare[®] désormais accessible
à tous les établissements de santé publics et privés.

DxImage

DxCare



DxCare
URGENCES

DxLab

le spécialiste des logiciels cliniques hospitaliers
www.medasys.com

Espace Technologique de Saint-Aubin
91193 Gif-sur-Yvette - France
Téléphone : +33 (0) 1 69 33 73 00 – Télécopie : +33 (0) 1 69 33 73 01
Contact : marketing@medasys.com